

Seit dem 1. Januar 2010 ist es gestattet eine Feldprüfung ohne Messung der Rückenspeckdicke durchzuführen. Zurzeit erlaubt die Pimatec Eingabemaske der Feldprüfung keine leeren Werte der Felder T1-T3.

Ab der nächsten Pimatec Version werden wir dies anpassen und „leer“ in den Feldern T1-T3 zulassen.

Damit Sie zurzeit Prüfungen ohne Ultraschallwerte trotzdem erfassen können besteht folgende Möglichkeit:

- schalten Sie die Erfassung auf „ausgewertete Resultate“ um.
- löschen Sie den berechneten LTZ Wert
- geben Sie die Resultate der „Exterieur-Beschreibung“ ein.

Messdaten

Messdatum: 01.01.2010 Prüfperson: Test

Prüf-Stall: P-Beginn: kg

Ultraschallmessung

T3: T2: T1: Gewicht kg: 95,0

RSD: AwF: LTZ: Index:

Exterieur-Beschreibung

Gesäuge: Zi. L: 6 Zi. R: 8 Stip: 0 ZwZi: 0

Hintergliedmassen: g-o: 5 sä-st: 5 Fe.st: 5 lk.gr: 5

Vordergliedmassen: Gb.Vb: 5

Auf diese Weise können Sie die Prüfung erfassen, speichern und der Meldestelle übermitteln.